

安心の国内品質

2018年度 上半期 特価キャンペーン

～2018年9月28日受注/サンプル到着分まで

# 遺伝子発現解析

CGGGAGGAACGGGACGTTTCGTTCTTCGGCCGGGAGAGTCTGGGGCGGGCGGAGGAGGAGACGCGTGGGA  
CGGGAGGAACGGGACGTTTCGTTCTTCGGCCGGGAGAGTCTGGGGCGGGCGGAGGAGGAGACGCGTGGGA  
CGGGAGGAACGGGACGTTTCGTTCTTCGGCCGGGAGAGTCTGGGGCGGGCGGAGGAGGAGACGCGTGGGA

## ■ マイクロアレイ 4サンプル以上

単価 **7.3** 万円 (税別)

- ◆ データ解析：正規化（発現比付き）まで
- ◆ Agilent社マイクロアレイ使用
- ◆ 対応生物種：ヒト、マウス

## ■ mRNA-Seq 4サンプル以上

単価 **12** 万円 (税別)

- ◆ データ解析：定量化・発現変動遺伝子抽出まで
- ◆ 対応生物種：ヒト、マウス、ラット

キャンペーン特典として、Pathway解析を無料でお付けします！

**WikiPathways x PathVisio 付き**

解析に使用した全遺伝子をWikiPathwaysのPathway上にマッピングし、Pathway画像を作成いたします。ビューアソフトであるPathVisioをご利用いただくことによりPathway情報を効率よく、簡単に閲覧・検索することができます。



株式会社 DNAチップ研究所

営業時間：平日 9:30～17:30

URL：<http://www.dna-chip.co.jp>

詳細はお問い合わせください。

(企画営業部)

Tel：03 (5777) 1705

Mail：[dnachip-support@dna-chip.co.jp](mailto:dnachip-support@dna-chip.co.jp)

# 実験解析は全て当社のラボで行ないます。

※一部の工程は国内の提携先で実施します

## キャンペーンの詳細情報

### 1) アジレント社マイクロアレイ

- 500ng以上のtotal RNAをお送りください。
- クオリティチェックは2回までおこないます。
- アジレント社 GE Human 8x60K ver.3.0・Mouse 8x60K ver.2.0アレイに限りです。
- 通常量プロトコルで1色法の実験に限りです（微量サンプルの場合は追加費用が発生いたします）。
- 相乗りプランでのご提供のため、納期のお約束はできません。
- 正規化データ（発現比付き）をご返却いたします。
- 詳細はお問い合わせください。

### 2) mRNA-Seq

- 3ug以上の分解のないtotalRNAをお送りください。
- クオリティチェックは2回までおこないます。
- Strand Specific mRNA-Seqです。
- 対応生物種はヒト、マウス、ラットに限りです。他生物種はお問い合わせください。
- シーケンス条件は、イルミナ社 HiSeq 50bp または、NextSeq 75bp シングルエンドです。
- 検体あたりの平均リード数は約2,000万です。  
※平均リード数であり、最低リード数を保証するものではありません。
- 納期のお約束はできません（目安は約2.5ヶ月です）。
- データ解析込み（発現変動遺伝子抽出まで）。
- 詳細はお問い合わせください。

### ※ WikiPathways x PathVisio の特徴

WikiPathwaysとは、Reactome、Pathway CommonsのようなPathwayに対応し、研究者が参加・協力しながら日々更新している公共のPathwayデータベースです。オープンソースのソフトウェアであるPathVisioで解析することにより、Pathway情報を効率よく、簡単に閲覧・検索することができます。

#### 【免責事項】

- 本受託解析サービスは、試験研究を目的にご利用ください。また、その他の目的（医療診断等）には使用できません。
- ヒト由来サンプルをご提供いただく場合は、お客様の施設において倫理委員会等で確認がなされたものを受領します。
- ご提供いただくサンプルの保管および返却は行っておりません。予めご了承ください。
- サンプル情報および得られた実験結果は、すべて機密情報として扱います。
- 本サービスの内容は予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。



株式会社DNAチップ研究所

〒105-0022

東京都港区海岸1-15-1 スズエビディウム5階

Tel : 03-5777-1705

Mail : [dnachip-support@dna-chip.co.jp](mailto:dnachip-support@dna-chip.co.jp)

営業時間：平日 9:00~17:30

URL : <http://www.dna-chip.co.jp>



10920006(01)  
JISQ15001:2006準拠

DNAチップ研究所はAgilent社のマイクロアレイおよびNGS Target Enrichmentにおいて、Certified Service Providerの認定資格を取得しております。  
受託解析サービスをご利用になるお客様に高品質なサービスを提供してまいります。

