

少数サンプルの解析をご検討のお客様向け

マイクロアレイ受託

より多くのお客様にご満足いただけるよう、少数サンプルでのご依頼を対象として、マイクロアレイの相乗りサービスを開始致しました。この機会にぜひご検討ください。

・対象生物種

- Human、Mouse

・対象アレイ(遺伝子発現解析用)

- SurePrint G3 Human GE マイクロアレイ 8x60K ver.2.0 (1色法)
- SurePrint G3 Human GE マイクロアレイ 8x60K ver.3.0 (1色法)
- SurePrint G3 Mouse GE マイクロアレイ 8x60K (1色法)
- SurePrint G3 Mouse GE マイクロアレイ 8x60K ver.2.0 (1色法)

・サンプル送付要件

total RNA量	濃度	OD260/280	OD260/230
500ng以上	50ng/μL以上	1.5以上	1.0以上

- サンプルはNuclease Free Waterに溶解し、冷凍状態でご送付ください。TE BufferなどのEDTAを含むBufferに溶解した場合、データが取得できない可能性がございます。
- 弊社にてサンプルのクオリティチェックを行います。弊社内部基準に満たないサンプルは実験が行えない可能性があり、再送付していただく場合がございます。

・注意事項

- 納期については、別途お問い合わせください。
- 相乗りサービスは微量サンプルの遺伝子発現解析に対応しておりません。サンプル量が上記に満たない場合は、微量サンプル向けの遺伝子発現解析をご用意しておりますのでお問い合わせください。
- マイクロアレイ受託解析サービスに関する各種ご質問は、弊社技術サポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。

DNAチップ研究所はAgilent社のCertified Service Providerの認定資格を取得しております。マイクロアレイ受託解析をご利用になるお客様に高品質なサービスを提供してまいります。



株式会社 DNAチップ研究所

〒105-0022 東京都港区海岸1-15-1
 スズエベイディウム 5F
 営業時間: 平日 9:30~17:30
 URL: <http://www.dna-chip.co.jp>



受託解析に関する各種お問い合わせ

(営業部)
 Tel: 03(5777)1705
 Mail: marketing@dna-chip.co.jp

(技術サポートセンター)
 Tel: 03(5777)1688
 Mail: dnachip-support@dna-chip.co.jp